


Hızlı Kılavuz



BTE 312

oticon
PAEDIATRICS

Kurcalanmaya dayanıklı pil yuvası





90872 965 00 / 11.09


Pil deęiřimi



Pil numarası
312



AÇMA/KAPAMA



AÇIK



KAPALI

Düşük pil bilgisi




Her 15 dakikada
2 bip sesi



Güç bittiğinde
4 bip sesi



Bekleme (opsiyon)

3 saniye basınız



Program değişikliği

2 saniye basınız



Ses kontrolü

Nazıkçe basınız

