


Hızlı Kılavuz



BTE Power

oticon
PAEDIATRICS

Kurcalanmaya dayanıklı pil yuvası





90873 065 00 / 10.09



Pil deęiřimi

+

Pil numarası
13



AÇMA/KAPAMA



Düşük pil bilgisi




Her 15 dakikada
2 bip sesi



Güç bittiğinde
4 bip sesi



Bekleme (opsiyon)

3 saniye basınız



Program değişikliği

2 saniye basınız



Ses kontrolü

Nazıkçe basınız

